



TM
CASADA
healthcare

< relaxmyway

TAPPYMED II





< relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir Gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Tappymed II.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Ausstattung / Funktionen	5
Technische Daten	5
Massagetechniken.....	6
Anwendungsbereiche	6
Bedienung.....	7
Störungssuche	8
Lagerung / Pflege	8
EU - Konformitätserklärung	8
Gewährleistungsbestimmungen	9

Sicherheitshinweise



Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Das Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massageköpfe.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigte Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
- Kinder sollten das Massagegerät nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.
- Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: Junge Verletzungen, trombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln sein, wie z.B. Herzschrittmachern, konsultieren Sie auf jeden Fall vor der Massage ärztlichen Rat.

Ausstattung / Funktionen

- Die praktische rutschfeste Beschichtung, sowie das elegante Design, ermöglichen eine einfache Handhabung und Bedienung des Gerätes.
- Durch die ergonomische Form können Sie alle gewünschten Körperstellen problemlos erreichen.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung zur individuellen Massage und Lockerung der Muskulatur.
- Gezielte Massagen befreien Sie von Verspannungen und beleben Ihren Körper.
- Klopfmassage entlastet angespannte und verkrampfte Muskeln, insbesondere nach dem Sport.
- Vier unterschiedliche Massageköpfe zur individuellen Massage der einzelnen Muskelpartien.
- Wärmebehandlung
- Rotes und blaues Licht im Geschwindigkeitsregler haben folgende Bedeutung: Rotes LED leuchtet während des Betriebs mit zugeschalteter Wärmefunktion. Blaues LED leuchtet während des Betriebs der Klopfmassage.

Technische Daten Tappymed II

Maß:	10 x 40 x 9 cm
Gewicht:	1,5 kg
Spannung:	AC ~ 200-240 V, 50/60 Hz
Nennleistung:	20 Watt
Empfohlene Laufzeit:	15 Minuten
Geschwindigkeit:	schnell: 2600 Umdrehungen/Minute langsam: 2200 Umdrehungen/Minute

Zertifikate:



Massagetechnik



TAPPING

Beim TAPPING werden mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust kurze klopfende Bewegungen ausgeführt. Dies fördert die Durchblutung der Haut und lockert die angespannte Muskulatur. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge durchgeführt, verbessert dies die Schleimlösung in der Lunge.

Anwendungsbereiche

- Entlastet Sie bei Schmerzen und Muskelverhärtungen im Rücken.
- Entspannt ermüdete und gestresste Muskeln, besonders nach sportlicher Aktivität.
- Erleichterung bei Verspannungen und Verkrampfungen im Schultern- und Nackenbereich.
- Vorbeugende Wirkung durch gezielte Beinmassage oder Fußreflexzonenmassage.

5 ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DES TAPPYMED II:

- [1] Ohne Aufsatz: Dies ist wie das Klopfen mit einem Ball und kann verwendet werden, um vor allem den unteren Teil der Faust, die Handfläche, oder die Arme zu stimulieren.
- [2] Der "Pinsel"- ähnliche Kopf: Hiermit erreichen Sie weichere Massage und ist gut geeignet für z.B. Gelenke wie : Knie, Ellenbogen, Schultern, Knöchel, Füße. Da dieser Massagekopf so weich und angenehm ist, stellt er für Viele eine komfortable Alternative zur Massage ALLER Körperregionen dar.
- [3] Der "Nippel"- ähnliche Kopf: Er konzentriert die Klopfbewegung auf nur einen Punkt. Besonders geeignet für stark verspannte Muskelpartien, z.B. im Oberschenkelbereich. Unterstützt eine tief- wirkende Massage. Funktioniert auch sehr gut als Reflexzonen-Massage für die Füße, da Sie mit dem "Nippel" die einzelnen Reflexpunkte gut erreichen.



[1] Ohne Kopf



[2] Pinsel



[3] Nippel



[4] 3-Punkt



[5] Flachkopf

Anwendungsbereiche

- [4] Mit dem "3- Punkt" – Kopf: Arbeitet in ähnlicher Weise wie der "Nippel" – ähnliche Kopf, konzentriert sich aber auf 3 Punkte. Sehr effektiv für z.B. den Wadenbereich um höheren Druck auszuüben. Kann aber auch sanft an den Fingergelenken eingesetzt werden.
- [5] Mit dem Flachkopf: Sehr effektiv für die Massage großer und längerer Muskelpartien wie z.B. den Rücken- und Schulterbereich, sowie die hintere Oberschenkelmuskulatur.

Bedienung

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme ob die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegeben Spannung übereinstimmt.

- [1] Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
- [2] Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit in dem Sie den Regler nach rechts drehen.
- [3] Bedienen Sie die Taste HEAT um die Wärmefunktion zu starten, und drücken Sie erneut um die Funktion wieder auszuschalten.
- [4] Massieren Sie nicht länger als 15 Minuten um die Muskulatur nicht zu reizen.
- [5] Drehen Sie den Regler nach links (OFF) um das Gerät auszuschalten.
- [6] Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



Störungssuche

STÖRUNG

Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, weder Gerät noch Fernbedienung funktionieren.

BEHEBUNG

- Kontrollieren Sie die Verbindung vom Stromkabel
- Bei zu langem Gebrauch kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie es aus und lassen Sie ihn 30-40 Minuten abkühlen.

Pflegehinweise

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch, die Silikonaufsätze können unter fließendem Wasser ausgespült werden.

Lagerung

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
2. Nicht neben einer Heizung oder offener Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2017 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.





< relaxmyway

Since being established in 2000, the name CASADA stands for high quality products on the health-spa and fitness market. Today, CASADA-equipment is available in 37 countries world-wide.

Constant further development, an unmistakable design and a focused orientation towards a better quality of life are what characterize CASADA-products, as much as their unbeatable and reliable quality.

Congratulations!

With the purchase of this massage device you have shown awareness of your health.

In order for you to enjoy the advantages of your massage device in the long term, we ask you to read and adhere to the instruction manual carefully.

We wish you a lot of fun with your personal Tappymed II.

Table of Contents

Safety instructions	12
Equipment / Functions.....	13
Technical Data	13
Massage technique	14
Applications	14
Operating instructions.....	15
Troubleshooting.....	16
Care instructions	16
Storage	16
Conformity declaration	16
Warranty condition.....	17

Safety Instructions







Please carefully read the following instructions before using this massage device to ensure its proper function and optimal effect. Please retain these instructions for use!

- This massage device complies with the recognised principles of technology and current safety regulations.
- This equipment is maintenance free. Any necessary repairs must be performed by an authorised professional. Improper use and unauthorised repairs are prohibited for safety reasons and will void the warranty.
- Never touch the power plug with wet hands.
- Please avoid the equipment coming into contact with water, high temperatures and direct sunlight.
- Be sure to unplug the equipment from the power point during extended periods of non-use to eliminate the risk of a short circuit.
- Do not use damaged plugs, cords or loose sockets. Damaged plug or cords must be replaced by the manufacturer, service representative or qualified personnel. In the event of malfunction unplug the equipment immediately. We assume no liability for damages resulting from wrongful or improper use.
- In order to prevent excessive stress on muscles and nerves, the recommended massage time of 30 minutes should not be exceeded.
- Never use pointy or sharp objects.
- Any massage – also massage by hand – has to be avoided during pregnancy and/or in case of one or more complaints in the area of the massage: recent injuries, thrombotic illnesses, inflammations and swelling of any kind as well as cancer. Consultation of your physician is recommended prior to any treatment of afflictions and ailments.
- Do not use the device while driving.
- If you depend on electrical aids such as a pace maker, please consult your physician prior to usage in any case.

Equipment / Functions

- Relieves tension in the back, waist and entire body.
- Relaxes taut muscles and tense nerves, especially after workouts.
- Alleviates aches and pains in the arms, neck and shoulders.
- Stylish, anti-slide grip design makes the massager easy to handle.
- Specially designed streamline design enables easy kneading to any part of the body.
- Adjustable speed for effective, powerful massage to stimulate nerves and muscles.
- Focused massage helps to relieve muscle aches, induce relaxation and revitalize the body.
- Pounding effect relaxes tight muscles after doing exercise while easing tendons and relieving congestion.
- Heating function
- Four shapes of massage caps for different massage styles.
- Red and Blue LED light help to distinguish the different functions of the unit easily: Red LED indicates that the Vibrating and Heat function is working. Blue LED indicates that the Vibrating function is working.

Technical Data Tappymed II

Measurements device:	10 x 40 x 9 cm
Weight:	990 g
Power source:	200~240V /50-60 Hz
Rated Power:	20 Watt
Speed:	high 2600 revolutions per minute low 2200 revolutions per minute
Operating time automatic:	15 minutes
Certificates:	   



Massage technique



TAPPING

During the Tapping short knocking movements are performed with the edge of the hand, the flat hand or the fist. They enhance the circulation of the skin and change the tension in the muscles. If Tapping is performed at the level of the lungs, it will relieve mucus build-up in the lungs.

Applications

- Relieves pain and muscle tightness in the back.
- Relaxes tired and stressed muscles, especially after sporty activity.
- Relieves tension and cramps in Shoulders and neck area.
- Prevention through targeted leg massage or reflexology.

5 DIFFERENT WAYS TO USE THE TAPPYMED II:

- [1] Without a head: This is like tapping with a ball, and can be used to stimulate especially the lower part of the fist, the palm of the hand, or the arms.
- [2] The “brush” like head: This gives a softer massage and is well suited for the joints of the body like: knees, elbows, shoulders, ankles, feet. As the massage is softer, you may find this head to be a good and comfortable alternative to be used for any parts of your body.
- [3] The “nipple” like head: It focuses the tapping motion to just one point. You can use it particularly on those parts of the body which are likely to have tense muscles. E.g. in the thigh region. Provides a deeper massage. It does also work perfectly well as a reflexology massage for the sole of your feet, as you can pinpoint the different reflexology points using the “nipple”



[1] Without a head [2] brush

[3] nipple

[4] 3-Point


[5] bar

Applications

- [4] With the “3-Point” head: Works in a similar way as the “nipple” head, but focuses on 3 points for a more rigorous massage. Very effective for e.g. the calf, using the massage under pressure. It can also be applied softly to the joints of your fingers.
- [5] With the “bar” like flat head: Very effective massage for long muscular regions like the back and shoulder area, as well as the hamstrings.

Operating instructions

- [1] Insert power plug into the outlet.
- [2] Select massage speed.
- [3] Set the speed switch to OFF if you wish to stop kneading.
- [4] Press once on HEAT button to activate the heat function, press again to stop the heat function. While the red light is working, the heat function is ON.
- [5] Do not massage longer than 15 minutes at a time. Using the massager longer than 30 minutes could over-stimulate your muscles and nerves, leading to negative effects.
- [6] Please remove the power plug from the outlet.



Troubleshooting

ERROR

The massage device cannot operate even though it has been connected to the power supply.

ADJUSTMENT

- Check the connection of the adapter.
- The device could be overheated after prolonged use. It will automatically cool down to resume its normal condition. Please turn off the power and allow the device to cool off for 30 to 50 minutes.

Care instructions

You have purchased a product manufactured with high quality materials. This requires appropriate care. For cleaning up the device just use a dry cloth, the silicone attachments can be rinsed under running water.

Storage

1. Recommended storage: dry, free of dust.
2. Keep liquids and open fire away from the Tappymed II.

Conformity declaration

Corresponds to the European guidelines EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Warranty conditions

The dealer grants the statutory warranty period on the product described overleaf. The warranty applies from the date of purchase. The date of purchase is demonstrated by the sales receipt.

The dealer is to repair or replace products registered within Germany which are found to be defective free of charge. Parts subject to wear and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, simply return the defective product with the sales receipt before the end of the warranty period.

The warranty claim does not apply if it is established that a defect has occurred e.g. through external influence or as a result of repair or alteration not carried out by the manufacturer or an authorised dealer.

The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement of the product. Under this warranty, the manufacturer or seller has no further liability and is not responsible for damage caused by disregard of the operating instructions and/or improper use of the product.

If inspection of the product by the seller reveals that the warranty claim relates to a defect not covered by the warranty or that the warranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to be borne by the customer.

Legal note: All contents do not contain healing statements. The diagnosis and treatment of illnesses and other physical disorders require a treatment by a physician, non-medical practitioner or therapist. The statements are strictly informative and may not be used as a substitute for a professional medical treatment. Every user is beholden to ascertain by accurate examination and, if required, after consultation of a specialist, if the application is the right one for their specific cases. Each dose or application takes place at the risk of the user. We dissociate ourselves from any healing statements or promises.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Images and texts are subject to the copyright of Casada International GmbH and may not be used for other purposes without express confirmation.

Copyright © 2017 Casada International GmbH. All rights reserved.





< relaxmyway

Już od założenia w 2000 roku nazwa CASADA oznacza wysokiej jakości produkty wellness i fitness.

Dzisiaj urządzenia CASADA są dostępne w ponad 40 krajach na świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny styl i surowe nakierowanie na polepszenie jakości życia wyróżniają produkty CASADA tak samo jak niezawodna i najlepsza jakość.

Gratulujemy!

Przez kupno tego urządzenia do masażu udowodnili Państwo Waszą wiedzę na temat zdrowego sposobu życia. Abyście mogli długi czas korzystać z tego systemu, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.

Życzymy Państwu wiele przyjemności z Waszym osobistym Tappymed II.

Spis Treści

Wskazówki bezpieczeństwa	20
Właściwości i funkcje	21
Dane techniczne	21
Techniki masażu.....	22
Zastosowanie.....	22
Instrukcja obsługi	23
Usterki	24
Wskazówki pielęgnacji	24
Przechowywanie	24
Unijna deklaracja zgodności	24
Warunki gwarancji	25

Wskazówki bezpieczeństwa







Przed uruchomieniem tego urządzenia do masażu prosimy o bardzo dokładne przeczytanie następujących wskazówek, aby zagwarantować niezawodne funkcjonowanie i optymalne działanie. Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi!

- Urządzenie do masażu odpowiada uznanym normom technicznym i aktualnym przepisom bezpieczeństwa.
- Urządzenie to nie wymaga częstej konserwacji. Ewentualnie niezbędne naprawy mogą zostać przeprowadzone wyłącznie przez autoryzowany personel. Nieprawidłowe użycie jak również nieautoryzowane naprawy są zabronione i prowadzą do utraty gwarancji.
- W celu unikania wypadków, nie należy chwycić palcami pomiędzy głowicami masującym.
- Wtyczki nigdy nie dotykać mokrymi rękami.
- Prosimy o unikanie kontaktu urządzenia z wodą, wysokimi temperaturami jak również bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- W razie dłuższego niekorzystania z urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia.
- Nie używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub opraw. Jeśli wtyczka lub kable są uszkodzone, muszą one zostać wymienione przez przedstawicieli producenta, pracowników oficjalnego punktu serwisowego albo wykwalifikowanego elektryka. W przypadku dysfunkcji należy urządzenie natychmiast odłączyć od prądu. Wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem wyklucza gwarancję za szkody.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia jedynie pod odpowiednim nadzorem.
- W celu uniknięcia nadmiernej stymulacji mięśni i nerwów, nie powinno się przekraczać 30 min. czasu masażu.
- Nie stosować nigdy zaostrzonych lub ostrych przedmiotów.
- Z każdego masażu – nawet masażu dłoni – należy zrezygnować, gdy jest się w ciąży i/lub występuje jedna lub więcej z następujących chorób: wcześniejsze urazy, schorzenia zakrzepowe, zapalenia lub opuchnięcia wszelkiego rodzaju, jak również rak. Przy terapii po złamaniach i przy bólach należy się wcześniej skonsultować z lekarzem.
- W przypadku uzależnienia od elektrycznych urządzeń wspomagających takich jak np. rozrusznik serca, należy przed masażem koniecznie zaciągnąć lekarskiej porady.

Właściwości i funkcje

- Praktyczna, antypoślizgowa powłoka jak również elegancki styl umożliwiają łatwą obsługę urządzenia.
- Dzięki ergonomicznej budowie można łatwo dotrzeć do wszystkich części ciała.
- Bezstopniowa regulacja prędkości umożliwia indywidualne ustawienia masażu i zabiegów rozluźnienia mięśni.
- Masaże punktowe rozluźniają spięcia i odżywiają ciało.
- Masaż uklepujący rozluźnia spięte mięśnie i skórcze, zgłasza po uprawianiu sportu.
- Cztery różne głowice masujące do oddzielnego masażu pojedynczych partii mięśni.
- Ogrzewanie światłem podczerwonym.
- Czerwone i niebieskie diody na regulacji prędkości mają następujące znaczenie: Czerwona dioda LED pali się gdy włączona jest podczerwień. Niebieska dioda LED pali się gdy włączone jest uklepywanie.

Dane techniczne Tappymed II

Wymiary:	10 x 40 x 9 cm
Waga:	1,5 kg
Napięcie:	AC ~ 200-240 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	20 Watt
Zalecany czas pracy:	15 Minut
Prędkość:	szybko: 2600 Obrót /Minut wolno: 2200 Obrót /Minut
Certyfikaty:	   

Techniki masażu



TAPPING

Podczas masażu oklepującego krótkie ruchy końcem dłoni, płaską dłonią lub pięścią wzmagają cyrkulację skóry i zmniejszają napięcie mięśniowe. Jeśli zastosujesz ten masaż w okolicy klatki piersiowej uwolni on od zalegania wydzieliny w płucach.

Zastosowanie

- Przynosi ulgę w przypadku bólu i nadwyrężonych mięśni pleców.
- Rozluźnia zmęczone i napięte mięśnie, zwłaszcza po uprawianiu sportu.
- Rozluźnia napięcie i skurcze w okolicach ramion i karku.
- Działa zapobiegawczo dzięki punktowemu masażowi nóg lub relaksacyjnemu masażowi stóp.

5 RÓŻNE SPOSOBY UŻYCIA TAPPYMED II:

- [1] Bez głowicy; jest jak masaż kulką i może być używany do stymulowania dolnych części rąk i ramion
- [2] Głowica grzebieniowa; daje delikatny masaż i pasuje idealnie do masażu stawów jak kolana, łokcie, kostki itd. Tak delikatny masaż możesz użyć do masażu całego ciała.



[1] Bez głowicy



[2] głowica grzebieniowa



[3] głowica punktowa



[4] głowica 3-punktowa



[5] głowica sztabkowa

Zastosowanie

- [3] głowica punktowa; skupia swoje działanie tylko w jednym miejscu. Możesz użyć do masowania podłużnych mięśni tj. łydek i ud. Działa także w przypadku masażu refleksologicznego stóp.
- [4] głowica 3-punktowa; działa w podobny sposób jak głowica punktowa ale skupia się na 3 punktach dla bardziej rygorystycznego masażu np. łydek. przy mocniejszym nacisku. Stosuj także do delikatnego masażu stawów czy palców.
- [5] głowica sztabkowa; bardzo efektywny masaż dla podłużnych i dużych partii mięśniowych jak ramiona czy plecy.

Instrukcja obsługi

- [1] Podłącz do zasilania.
- [2] Wybierz prędkość masażu.
- [3] Ustaw potencjometr na OFF jeśli chcesz zatrzymać masaż.
- [4] Wciśnij przycisk HEAT aby włączyć funkcję grzania, naciśnij ponownie aby wyłączyć grzanie. Czerwone światło oznacza włączoną funkcję grzania.
- [5] Nie zaleca się masażu dłużej niż 15 minut jednorazowo. Masując się dłużej niż 30 minut możesz przećwiczyć swoje mięśnie co powoduje bolesne efekty.
- [6] Odłącz od zasilania.



Usterki

USTERKA

Urządzenie jest podłączone do prądu i ani urządzenie, ani pilot nie funkcjonuje.

USUWANIE

- Sprawdzić połączenie kabla zasilacza
- Przy za długim używaniu urządzenie może się przegrzać. Wyłączyć je i pozostawić do ostygnięcia przez 30-50 minut.

Wskazówki pielęgnacji

Kupili Państwo produkt z wysokojakościowych materiałów. Wymaga to odpowiedniej pielęgnacji. Powierzchnię należy traktować regularnie zalecanymi produktami do pielęgnacji, aby się nim cieszyć jak najdłużej. Zapytajcie Waszego przedstawiciela o produkty CASADA do pielęgnacji sztucznej i zwykłej skóry:

Przechowywanie

1. Zalecane przechowywanie: w suchym miejscu, bez kurzu. Prosimy zwinąć kabel.
2. Nie przechowywać obok grzejnika lub otwartego ognia. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Unijna deklaracja zgodności

Odpowiada europejskim wytycznym EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Warunki gwarancji

Sprzedawca udziela na powyższy produkt gwarancji na okres przewidziany ustawowo. Okres obowiązywania liczy się od daty zakupu. Data zakupu jest potwierdzona dowodem zakupu.

Sprzedawca bezpłatnie wymieni lub naprawi produkty wyprodukowane na terenie Niemiec. Nie dotyczy to części, które się zużywają, np. pokryć z materiału. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przesłanie wadliwego towaru oraz dowodu zakupu przed upływem okresu gwarancji.

Naprawa w ramach gwarancji nie przysługuje, jeśli wada powstała z powodu np. działania czynników zewnętrznych lub w wyniku naprawy lub zmian przeprowadzonych przez inne osoby niż producent lub autoryzowany przedstawiciel.

Gwarancja udzielana przez sprzedawcę jest ograniczona do naprawy, ew. wymiany produktu. W ramach niniejszej gwarancji, sprzedawca ani producent nie ponoszą żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie są odpowiedzialni za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tej instrukcji obsługi lub/oraz nieodpowiedniego używania produktu.

Jeżeli po zbadaniu produktu okaże się, że reklamacja dotyczy wady nieobjętej gwarancją lub, że upłynął okres gwarancji, wtedy klient zostanie obciążony kosztami badania i naprawy.

Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę.

Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność – skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą.

Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność.

Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej – całkowite wyleczenie.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright
Zdjęcia i teksty podlegają copyright firmy Casada International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody.

Copyright © 2017 Casada International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.



